

SILICONES

and more



Kenmerken

- Gelig
- Smeerwas bij kamertemperatuur
- Op wasbasis
- Goede lossing

Lossingsmiddel (Pasta)

Deze lossingspasta is geschikt om uw siliconen mal te lossen van het oermodel/origineel en uw gietingen te lossen uit de siliconen mal.

Beschrijving

Dit is een lossingspasta op wasbases dat u over uw model kunt uitsmeren. Dit materiaal is geschikt voor het dichteren van poriën om zo een betere lossing te krijgen van uw oermodel/origineel bij siliconen mallen, maar ook voor polyesters, Vinyl Esters en Epoxy.

Verwerking

Toepassen op een schoon voorwerp. Insmeren, op laten drogen en uitpolijsten. Voor oermodel: 4 tot 10 lagen aanbrengen via bovengenoemde procedure tot dat deze blinkt en poriën goed zijn gevuld. Voor veelvuldige reproductie: 2-3 lagen aanbrengen in mal tot het blinkt en daarna afgieten. Pas weer een nieuwe waslaag opzetten als een afgietsel wat moeilijker uit de mal komt.

Let op: het compleet verwijderen van het Lossingsmiddel van het oermodel/ origineel is niet mogelijk en er kunnen lichte verkleuringen achterblijven.

Bijzondere_aanwijzingen

Let goed op dat u het complete oppervlak behandelt en geen deel overslaat. Op niet goed bedekte plekken zal de siliconen mogelijk hechten waardoor lossnijden noodzakelijk wordt.

Kleur: Geel

Materiaal toestand: Smeerwas bij kamertemperatuur

Verpakking

Deze lossingspasta wordt verkocht in blikken van 400 gram. Een spons zit in het blik.

Houdbaarheid

Ten minste 3 jaar. Mits normaal opgeslagen.