

- Flexibel
- Veel detail
- Basis was
- Pastilles

Wax Microcrystalline pastilles

Wax Microcrystalline pastilles (een microkristallijne was) is een echte basiswas en wordt gebruikt als gietwas of als mengwas door vele kuntsgieters.

Beschrijving

Microcrystalline was is een echte basis was en wordt gebruikt als gietwas of als mengwas door vele kuntsgieters. Deze was kan ook gemengd worden met de Rode gietwas uit onze webwinkel. De was is flexibel en zorgt bij menging dat de rode gietwas ook flexibeler wordt.

Technische gegevens

Smeltpunt	68 °C
Ideale verwerktemperatuur	70 °C
Kleur	Wit
Asgehalte na verbranding	<0,03%
Penetratie @25oC	24 dmm (=2,4 mm)
Viscositeit @99°C	15 mPa s

Verwerking

De was wordt gesmolten op een temperatuur van 70 °C en in een open mal gegoten. De professionele gieter zal dit onder druk of vacuüm doen om luchtblazen te voorkomen. Het wassen model wordt gebruikt in de verloren was methode. Deze was kan ook naar eigen receptuur worden toegevoegd aan andere gietwassen zoals de Gietwas Rood uit onze webwinkel.

Bijzondere_aanwijzingen

Voorkom ten alle tijden dat de was verwarmd wordt tot boven de 100 °C. Indien dit wel gebeurt kan dit een blijvende invloed op de eigenschappen van de was hebben.

Verpakking

De Wax Microcrystalline pastilles wordt geleverd in de vorm van kleine pastilles ter grootte van een erwt en is verpakt in zakken van 1 kg en 25 Kg.

Houdbaarheid

Ten minste 5 jaar.

Veiligheidseisen

Voorkom huidcontact met de gesmolten (vloeibare) vorm van deze was en voorkom inhalering van gassen / rook.